

# Teknik Özellikler



Yükseklik: 35 mm


Genişlik: 40 mm

Derinlik: 10 mm

Ağırlık: 7.3 g

Özellik	Değer
Hassasiyet	2.4 derece (kalibrasyonsuz) 1.6 derece (ofset düzeltmeli) **Ön değerlendirme verileri, sonuç verileri yaz belgede bulunacaktır.
Performans Değerlendirmesi	Belgede değerlendirilecek.
Göz Takibi Teknolojisi	Gerçek zamanlı sinir ağı
İki Göz Takibi	Evet
Kayma Telifisi	Kayma bağımsız. Derin öğrenme destekli.
Sahne Kamerası	1600 x 1200 @30 Hz
H: Yatay Görüş Açısı, V: Dikey Görüş Açısı	H: 132°, V: 81°
Göz Kameraları	2 x Kızılötesi göz kamerası 192 x 192 @200 Hz
İMU	(İvmeölçer, Manyetometre, Jiroskop)
Mikrofon	Var (stereo mikrofon)
Kalibrasyon	Kalibrasyon gerektirmez
Pil Kayıt Süresi	En fazla 4 saat
Kablo	USB-C
Mobil Cihaz	OnePlus 8, 8T veya 10 Pro
Gerçek Zamanlı Veri	2D bakış noktaları, 200 Hz'de sahne kamera koordinatlarında. Tam baş pozisyonu, ivmeölçer ve jiroskop verileri 220Hz'de. Kızılötesi göz videosu, birleşik göz bölgelerini 200 Hz'de gösteriyor. RGB sahne videosu 30 Hz'de.
Sonradan Elde Edilen Veriler	Sabitlenme ve göz kırpmaya verileri Pupillometri verileri ve göz durumu

# Çerçeve özellikleri



## Çerçeve

## Çerçeve Özellikleri

## Lens Özellikleri

## Notlar

Just act natural



**Boyutlar**  
H52 x W143 x D164 x D21 mm  
**Ağırlık**  
36 g (Neon modülü dahil)  
**Malzeme**  
PA12 Naylon

**Boyutlar**  
LH44 x UG51 mm  
**Malzeme**  
Plano CR-39 Çizilmeye Karşı UV Filtre, Yansımayı Önleyici, Toz ve Su İten Kaplama

Better safe than sorry



**Boyutlar**  
H46 x W150 x D169 x B21 mm  
**Ağırlık**  
33 g (Neon modülü dahil)  
**Malzeme**  
PA12 Naylon

**Boyutlar**  
LH34 x UG52 mm  
**Malzeme**  
Plano CR-39 Çizilmeye Karşı UV Filtre, Yansımayı Önleyici, Toz ve Su İten Kaplama

**Güvenlik**  
Derecelendir  
mesi Devam  
Ediyor

All fun and games



**Boyutlar**  
H49 x W127 x D145 x B19 mm  
**Ağırlık**  
23 g (Neon modülü dahil)  
**Malzeme**  
PA12 Naylon

N/A

**Çocuklar için**  
(2-6 yaş  
arası)

I can see clearly now



**Boyutlar**  
**H54 x W143 x D164 x B21 mm**  
**Ağırlık**  
**45 g (Neon modülü dahil)**  
**Malzeme**  
**PA12 Naylon**

**Boyutlar**  
**LH46 x LW52 mm**  
**Malzeme CR-39**  
**Çizilmeye Karşı UV Filtre,**  
**Yansımayı Önleyici, Toz**  
**ve Su İten Kaplama**

Ready set go!



**Boyutlar**  
**Yükseklik: 75 mm x Genişlik: 270 mm**  
**x Kalınlık: 20 mm**  
**Kayış Çevre: 500 mm ila 610 mm**  
**Ağırlık**  
**30 g (Neon modül dahil) Malzeme**  
**PA12 Naylon. Velcro ile elastik bant.**

**N/A**

**Boyutlar**

Bare metal



**H35 x W40 x D10 mm**

**Ağırlık**  
**7.3 g**

**N/A**